

Ssak medyczny Mevacs S30/30



Opis produktu

Ssak medyczny Mevacs S30/30 ma szczególne zastosowanie w ortopedii i endoskopii. Doskonałe parametry techniczne pozwalają stosować go również na chirurgii, anestezjologii, ginekologii, rektoskopii i w innych specjalnościach medycyny.

Dane techniczne:

- Pompa próżniowa bezolejowa
- Masa: 11,1 kg
- Wymiary bez wózka (dł. x wys. x szer.): 54 x 23,5 x 43 cm
- Przepływ: 32l/min – pompa, 36 l/min – zraszacz
- podciśnienie 80 kPa; maks. ciśnienie zraszacza 55kPa
- Głośność 45 dB
- Zasilanie 230V, 50/60 Hz
- Przewód zasilający o długości 4 m

Wyposażenie standardowe:

- pojemnik z tworzywa nietłukącego 2
- zbiornik zabezpieczający
- zbiornik ciśnieniowy 1l
- komplet przewodów
- filtr bakteryjny

Wyposażenie dodatkowe:

- wózek jezdny
- zbiorniki o pojemności 1l, 2l, 4l z poliwęglanu lub polisulfanu
- pojemniki jednorazowego użytku
- sterownik nożny
- zbiornik do odkładania kateterów
- wieszak na płyny infuzyjne

[Akcesoria do ssaków Mevacs - pełna oferta >>](#)