



Ssak medyczny z drenażem Mevacs M20D

Opis produktu

Ssak posiada trzy tryby pracy – drenaż w zakresie od 0 do 6 kPa (0 do 60 cm H₂O), tryb ssania delikatnego (dzieci, noworodki, tkanki delikatne) oraz tryb ssania klasycznego przy pełnej mocy.

Użytkownik wybiera za pomocą przełącznika tryb, który jest w danej chwili potrzebny.

Ssaki Mevacs M20D mogą być wykorzystane na oddziałach pooperacyjnych przy drenażu z opłucnej, na torakochirurgii, anestezjologii, intensywnej terapii, chirurgii, ortopedii, oddziałach dziecięcych i wewnętrznych. Możliwe są inne zastosowania w zakresie parametrów technicznych.

Tryby pracy:

- drenaż w zakresie od 0 do 6 kPa (0 do 60 cm H₂O)
- tryb ssania delikatnego z ograniczeniem do 35 kPa
- tryb ssania w pełnym zakresie od 0 do 72 kPa

Dane techniczne:

- Pompa próżniowa bezolejowa
- Masa: 7 kg
- Wymiary bez wózka (dł. x wys. x szer.): 40 x 21 x 37 cm
- Przepływ: w zakresie od 1,5 do 15 l/min.
- podciśnienie 72 kPa
- Głośność
- Zasilanie 230V, 50/60 Hz
- Przewód zasilający o długości 3 m
- Praca ciągła 24 godziny na dobę

Wyposażenie standardowe:

- pojemnik z tworzywa nietłukącego 1 l
- zbiornik zabezpieczający
- komplet przewodów
- filtr bakteryjny
- manometr niskiego ciśnienia

Wyposażenie opcjonalne

- wózek jezdny
- zbiorniki o pojemności 1 l, 2 l z poliwęglanu lub polisulfanu
- pojemniki jednorazowego użytku
- sterownik nożny
- zbiornik do odkładania kateterów

[Akcesoria do ssaków Mevacs - pełna oferta >>](#)



Eres Medical Sp. z o.o.

📍 Płuszwice Kol. 64b
21-008 Tomaszowice
@ E-mail: info@eresmedical.com.pl
☎ Telefon: 815 020 070

SPRZĘT REHABILITACYJNY • SPRZĘT MEDYCZNY