



Stanowisko do pobierania krwi i zabiegu iniekcji ST-02

Opis produktu

Stanowisko do pobierania krwi ST-02 jest prostym i praktycznym rozwiązaniem ułatwiającym sprawne przeprowadzanie zabiegu iniekcji zarówno na prawym jak i lewym przedramieniu.

Stanowisko do iniekcji ST-02 umożliwia to dzięki zastosowaniu praktycznego rozwiązania polegającego na możliwości zmiany położenia podłokietnika o kąt 180°, zmiany położenia zintegrowanego z siedziskiem oparcia o kąt 90° również możliwość dostosowania wysokości podłokietnika do wzrostu pacjenta. Stanowisko jest dostępne w różnych kolorach obicia.

Wyrób posiada znak CE.

KONSTRUKCJA FOTEŁA

1. Półka stanowiska (w zależności od modelu)
2. Podłokietnik regulowany (lub dwa, w zależności od modelu)
3. Pokrętko regulacji położenia i wysokości podłokietnika
4. Siedzisko-oparcie
5. Rama stanowiska

PARAMETRY TECHNICZNE

Całkowita szerokość	800 mm
Całkowita długość	805 mm
Szerokość podstawy	700 mm
Długość podstawy	705 mm
Całkowita wysokość	825 mm
Masa stanowiska	16 kg
Dopuszczalne obciążenie	120 kg