



Sterylizator AS66

Opis produktu

Sterylizatory z serii **AS 66** są przeznaczone do sterylizacji parą wodną narzędzi chirurgicznych, bielizny operacyjnej, materiałów opatrunkowych, wyrobów gumowych, naczyń metalowych i z tworzyw sztucznych oraz szkła. Wykorzystywane są głównie w szpitalach (centralne sterylizatornie, sterylizatornie podręczne na blokach operacyjnych, kuchnie, pralnie). Dzięki możliwości dodatkowego wyposażenia w programy do sterylizacji płynów infuzyjnych, posiewów i pożywek mikrobiologicznych sterylizatory AS 66 mogą być stosowane w różnego typu laboratoriach oraz w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym i kosmetycznym. Wykonania specjalne obejmują sterylizatory z systemem szybkiego schładzania.

Charakterystyka:

- prostokątnościenna komora sterylizacyjna w wersji przelotowej
- 7 programów sterylizacji z możliwością modyfikacji temperatury i czasu fazy ekspozycji, suszenia i chłodzenia oraz 2 programy kontrolne (test Bowie-Dick i test szczelności); dodatkowo istnieje możliwość stworzenia własnego programu z dowolnym przebiegiem poszczególnych faz
- sterowanie mikroprocesorowe; panel sterowania jest wyposażony w klawiaturę i kolorowy, graficzny wyświetlacz LCD z ekranem dotykowym, który wyświetla kompletną informację o parametrach procesu i jego przebiegu wraz z wykresem, a także pełni funkcję dodatkowej klawiatury
- niezależny od układu sterowania rejestrator parametrów cyklu sterylizacji
- wbudowana wytwornica pary (wykonania WA i WPA)
- układ oszczędzania wody chłodzącej
- wbudowana drukarka parametrów sterylizacji
- drzwi komory przesuwane w kierunku pionowym za pomocą siłownika pneumatycznego
- dostęp serwisowy z prawej lub lewej strony
- komora, wytwornica pary i obudowa ze stali nierdzewnej, armatura z materiałów nierdzewnych

Wykonania opcjonalne:

- system szybkiego schładzania składający się z chłodnicy i wentylatora zamontowanych w komorze sterylizacyjnej
- sterylizatory w wersji nieprzelotowej
- dodatkowy filtr powietrza wylotowego HEPA
- oprogramowanie do monitorowania, rejestracji i archiwizacji parametrów poszczególnych procesów sterylizacji
- armatura ze stali nierdzewnej
- dodatkowy czujnik temperatury w komorze do sterylizacji płynów