



Stetoskop Heine GAMMA

Opis produktu

Stetoskop internistyczny ogólnego zastosowania.

- ▶ Solidna głowica osłuchowa o idealnej wadze chroni przed przenikaniem zakłóceń z zewnątrz i zapewnia doskonałą jakość osłuchu pacjenta. Higieniczna, matowa, chromowana.
- ▶ Chromowane nauszники, indywidualnie regulowane
- ▶ Wysokiej jakości przewód słuchowy o konstrukcji "Y" perfekcyjnie przenoszący dźwięki i akustykę. Długość 56 cm.
- ▶ Przewody osłuchowe: bezlateksowe
- ▶ 5 lat gwarancji na materiały i wady fabryczne.
- ▶ Dwustronna głowica osłuchowa z dwoma różnymi zakresami przenoszonych częstotliwości, do wyboru: wysokiej jakości membrana z jednej strony oraz lejek osłuchowy na drugiej stronie.
- ▶ Wysokiej jakości membrana o średnicy 44mm
- ▶ Średnica lejka 30 mm.
- ▶ W zestawie oliwki uszne (małe/twarde) oraz zapasowe (duże/miękkie)