

## Stół dla niemowląt



### Opis produktu

#### Cechy:

- stopka regulacyjna
- stelaż w kolorze białym, "rurki" kanciaste, lakierowane farbą proszkową
- leże tapicerowane gąbką, skajem, bezszwowo

#### Wymiary:

- wysokość: 760mm
- głębokość: 800mm
- długość: 1100mm
- dopuszczalne obciążenie: 100kg

#### Wyposażenie opcjonalne :

- uchwyt na prześcieradło
- półka na wagę, wymiary: 39x68cm