

Stół do gipsowania GS / GS-HV



Serwis



Szkolenie



Transport



Opis produktu

Stół do gipsowania GS - najważniejsze cechy:

- Wykonany ze stali nierdzewnej.
- Wyposażony w mobilne podstawy jezdne.
- Błaty pokryte odejmowalnymi materacami.
- Wielofunkcyjne systemy wyciągowe.
- Błaty w 100% przenikalne dla promieni RTG.
- Standardowo pod blatami stołów prowadnice kasety RTG.
- Błaty operacyjne wyposażone w uniwersalne szyny boczne montażowe umożliwiające dostosowanie wyposażenia stołu do aktualnych potrzeb użytkownika.

Dostępne dwa modele:

- **GS-HV** z hydraulicznie regulowaną wysokością blatu
- **GS** ze stałą wysokością blatu.

Parametry techniczne:

	rodzaj regulacji / opis		
	GS-HV	GS	wartość oferowana
regulacja wysokości blatu	hydrauliczna / pompa nożna	stała wysokość	700 - 1000 mm / 910 mm
segment plecowy	segment plecowy: regulowany manualnie	0° - +20°	
Trendelenburg	mechanicznie /	—	20°/—
	przekładnia korbowa		
anty - Trendelenburg	mechanicznie /	—	20°/—
	przekładnia korbowa		
przesuw wzdłużny		600 mm	
przechyły boczne	opcja	—	18°
segment nóg(podnóżki)	2-częściowe, odejmowalne		
pochylenie	mechaniczna / manualna	-90° - +80°	
podpora miednicy	zestaw: podpora miednicy z wałkiem zaporowym, regulowany adapter mocujący, kolumna podpory miednicy z regulacją wysokości oraz regulacją położenia adaptera mocującego		
ramiona wyciągowe	teleskopowe, podwójnie łamane, z możliwością odwiedzenia o 1800, komplet - 2 szt.		
śruby wyciągowe	zestaw: śruba wyciągowa, podpora śruby wyciągowej, adapter mocujący - 2 komplety		
podparcie nogi	zestaw: regulowane podparcie nogi, kolumna podparcia nogi z zaciskami regulacyjnymi - 2 komplety		
szerokość blatu	bez szyn bocznych:	480 mm	
	z szynami bocznymi:	540 mm	
	„okno” do zdjęć RTG	420 mm	
długość blatu	1980 mm		
maksymalne obciążenie		200 kg	



Eres Medical Sp. z o.o.
Pląszowice Kol. 64b
21-008 Tomaszowice
E-mail: info@eresmedical.com.pl
Telefon: 815 020 070

SPRZĘT REHABILITACYJNY • SPRZĘT MEDYCZNY

Video