

Stół do kinezyterapii SR-1E



Opis produktu

Stół rehabilitacyjny ciężki **SR-1E** z elektryczną zmianą wysokości do indywidualnej kinezyterapii z pacjentem.

Stabilna, ciężka konstrukcja, elektrycznie regulowana wysokość leżyska SR-1E za pomocą pilota ręcznego lub nożnego. Zagłówek regulowany za pomocą sprężyny gazowej w zakresie $-50 \div 35$. Istnieje możliwość montażu bananów stabilizujących w części centralnej stołu oraz w części przedniej przy podglówku.

Wymiary:

- długość leżyska: 195 cm
- szerokość leżyska: 68 cm
- wysokość stołu: 55 – 95 cm
- kąt odchylenia zagłówka: $-60 \div 35$
- dopuszczalne obciążenie: 160 kg
- masa: 75 kg