

Stół do masażu 5-segmentowy elektryczny łamany SM-E-Ł



Opis produktu

Stół do masażu 5 segmentowy SM-E-Ł z elektryczną zmianą wysokości leżyska (łamany) znajdzie swoje zastosowanie w gabinetach masażu jak i rehabilitacji. Stół stosowany jest w szpitalach, przychodniach, sanatoriach, SPA, gabinetach kosmetycznych. Jest to produkt wysokiej jakości, wykonany z należytą dbałością o każdy szczegół. Wysokoodporna tapicerka jest winylowa a podstawa wykonana ze stalowych profili malowanych proszkowo.

Stół wyposażony jest w pięcisegmentowe leżysko dzięki czemu masażysta może go dopasować do aktualnych potrzeb. Regulacja wysokości w tym modelu przez siłownik elektrycznych, co oszczędza siły i czas masażysty. Kąt pochylenia zagłówka regulowany za pomocą sprężyn gazowych. W tym modelu jest możliwość łamania stołu za pomocą ręcznego podnośnika śrubowego, co pozwala na ustawienie pozycji Pivota.

Standardowo zagłówek wykonany jest z wymodelowanym wycięciem w kształcie gruszki dla wygody pacjenta, w opcji dodatkowej: z okrągłym otworem i z zatyczką oraz poduszką w kształcie rogala (rogał jest tani w eksploatacji: prosta wymiana, mocowany na trzech rzepach).

Jest to zaawansowany produkt, który sprosta każdym wymaganiom klienta. Kolejne atuty to stabilna konstrukcja, intuicyjna obsługa, możliwość wyboru koloru jak i dodatkowych opcji wyposażenia. Wyprodukowano w Polsce (certyfikat jakości ISO 9001:2008 obejmuje produkcję, sprzedaż sprzętu rehabilitacyjnego oraz malowanie proszkowe).

Wyposażenie dodatkowe:

- Układ jezdy do przemieszczania stołu z hamulcem centralnym.

- Wieszak na ręcznik



Eres Medical Sp. z o.o.
Pląszowice Kol. 64b
21-008 Tomaszowice
E-mail: info@eresmedical.com.pl
Telefon: 815 020 070

SPRZĘT REHABILITACYJNY • SPRZĘT MEDYCZNY

- Okrągłe wycięcie w zagłówku z zatyczką i poduszką.
- Rama sterująca - wygodne ustawianie wysokości stołu przy pomocy ramy zamontowanej w dolnej części wokół stołu

- Pilot nożny pojedynczy

- Regulacja Pivota za pomocą siłownika elektrycznego
-



Eres Medical Sp. z o.o.
Pląszowice Kol. 64b
21-008 Tomaszowice
E-mail: info@eresmedical.com.pl
Telefon: 815 020 070

SPRZĘT REHABILITACYJNY • SPRZĘT MEDYCZNY

- Łamanie części środkowej do pozycji Pivota za pomocą siłownia elektrycznego

- **Komplet kształtek do masażu**

W skład kompletu wchodzi :

1. Klin 20x40x50 cm
2. Klin 10x25x20 cm
3. Półwałek 12x18x50 cm
4. Walek 8x20 cm
5. Klin 30x20x16 cm