

Stół do masażu 5-segmentowy elektryczny SM-W



Opis produktu

Stół do masażu suchego i terapii manualnej 5 segmentowy **SM-W** z elektryczną zmianą wysokości leżyska jest produktem wysokiej jakości, wykonanym z należytą dbałością o każdy szczegół. Stół stosowany jest w szpitalach, przychodniach, sanatoriach, SPA, salonach kosmetycznych.

Tapicerka winylowa jest antybakteryjna a podstawa wykonana ze stalowych profili malowanych proszkowo. Tapicerka występuje w różnych grubościach od 4 do 8 cm.

Stół wyposażony jest w pięciosegmentowe leżysko dzięki czemu terapeuta może go dopasować do aktualnych potrzeb. Regulacja wysokości następuje w tym modelu przez siłownik elektryczny, sterowany pilotem ręcznym lub przyciskami umieszczonymi w przedniej części ramy stołu, co oszczędza siły i czas terapeutę. Kąt pochylenia zagłówka oraz pochylenia części dolnej leżyska regulowany za pomocą sprężyn gazowych daje możliwe ustawienie stołu do pozycji fotela (0-85 stopni). Połączenie funkcji łamania i odchylenia dolnej części leżyska umożliwia ustawienie stołu do pozycji Trendelenburga.

Jest to zaawansowany produkt, który sprostą każdym wymaganiom klienta. Kolejne atuty to stabilna konstrukcja, intuicyjna obsługa, możliwość wyboru koloru jak i dodatkowych opcji wyposażenia. Wyprodukowano w Polsce (certyfikat jakości ISO 9001:2008 obejmuje produkcję, sprzedaż sprzętu rehabilitacyjnego oraz malowanie proszkowe).

Wyposażenie dodatkowe:

Układ jezdny

Układ jezdny do przemieszczania stołu z hamulcem centralnym.



Eres Medical Sp. z o.o.
Pląszowice Kol. 64b
21-008 Tomaszowice
E-mail: info@eresmedical.com.pl
Telefon: 815 020 070

SPRZĘT REHABILITACYJNY • SPRZĘT MEDYCZNY

Wieszak na ręcznik

Dodatkowy wieszak montowany przy stołach typ SR i SM.

Zagłówek z okrągłą zatyczką i poduszką (SM)



Eres Medical Sp. z o.o.
Pląszowice Kol. 64b
21-008 Tomaszowice
E-mail: info@eresmedical.com.pl
Telefon: 815 020 070

SPRZĘT REHABILITACYJNY • SPRZĘT MEDYCZNY

Okrągłe wycięcie w zagłówku z zatyczką i poduszką.

Rama sterująca

Wygodne ustawianie wysokości stołu przy pomocy ramy zamontowanej w dolnej części wokół stołu



Eres Medical Sp. z o.o.
Pląszowice Kol. 64b
21-008 Tomaszowice
E-mail: info@eresmedical.com.pl
Telefon: 815 020 070

SPRZĘT REHABILITACYJNY • SPRZĘT MEDYCZNY

Pilot nożny pojedynczy

Regulacja Pivota za pomocą siłownika elektrycznego

Łamanie części środkowej do pozycji Pivota za pomocą siłownika elektrycznego

Komplet kształtek do masażu



Eres Medical Sp. z o.o.
Pląszowice Kol. 64b
21-008 Tomaszowice
E-mail: info@eresmedical.com.pl
Telefon: 815 020 070

SPRZĘT REHABILITACYJNY • SPRZĘT MEDYCZNY

Kliny do zabiegów rehabilitacyjnych, gimnastyki korekcyjnej i masaży.

W skład kompletu wchodzi :

1. Klin 20x40x50 cm
2. Klin 10x25x20 cm
3. Półwałek 12x18x50 cm
4. Wałek 8x20 cm
5. Klin 30x20x16 cm