

## Stół do masażu 5-segmentowy z ręczną regulacją łamany SM-2-Ł



### Opis produktu

Stół do masażu 5 segmentowy SM-2-Ł z ręczną zmianą wysokości leżyska, łamany znajdzie swoje zastosowanie w gabinetach masażu jak i rehabilitacji. Jest to produkt wysokiej jakości, wykonany z należytą dbałością o każdy szczegół. Tapicerka winylowa jest antybakteryjna a podstawa wykonana ze stalowych profili malowanych proszkowo. Stół wyposażony jest w pięciosegmentowe leżysko dzięki czemu masażysta może go dopasować do aktualnych potrzeb. W praktyce oznacza to, że masażysta ogranicza do minimum potrzebę korzystania z kształtek do masażu. Regulacja wysokości od 45 do 95 cm w tym modelu jest ręczna (podnośnik śrubowy). W tym modelu jest możliwość łamania stołu za pomocą ręcznego podnośnika śrubowego pozwala, co pozwala na ustawienia pozycji Pivota.

Standardowo zagłówek wykonany jest z wymodelowanym wycięciem w kształcie gruszki dla wygody pacjenta, w opcji dodatkowej: z okrągłym otworem i z zatyczką oraz poduszką w kształcie rogala (rogal jest tani w eksploatacji: prosta wymiana, mocowany na trzech rzepach).

Jest to jeden z podstawowy model z serii stołów SM-2 jednak na tyle zaawansowany by sprostać każdym wymaganiom klienta. Kolejne atuty to stabilna konstrukcja, intuicyjna obsługa, możliwość wyboru koloru jak i dodatkowych opcji wyposażenia. Wyprodukowano w Polsce (certyfikat jakości ISO 9001:2008 obejmuje produkcję, sprzedaż sprzętu rehabilitacyjnego oraz malowanie proszkowe).

### Wyposażenie dodatkowe:

- Układ jezdny do przemieszczania stołu z hamulcem centralnym.
- Dodatkowy wieszak montowany przy stołach typ SR i SM.
- Okrągłe wycięcie w zagłówku z zatyczką i poduszką.
- **Komplet kształtek do masażu**

W skład kompletu wchodzi :

1. Klin 20x40x50 cm
2. Klin 10x25x20 cm
3. Półwałek 12x18x50 cm
4. Wałek 8x20 cm
5. Klin 30x20x16 cm

- **Regulacja Pivota za pomocą siłownika elektrycznego**

## Parametry:

