

Stół do masażu 7-segmentowy elektryczny SM-2E



Opis produktu

Stół do masażu 7 segmentowy SM-2E z elektryczną zmianą wysokości leżyska znajdzie swoje zastosowanie w gabinetach masażu jak i rehabilitacji. Jest to produkt wysokiej jakości, wykonany z należytą dbałością o każdy szczegół. Tapicerka winylowa jest antybakteryjna a podstawa wykonana ze stalowych profili malowanych proszkowo.

Stół wyposażony jest w siedmiosegmentowe leżysko dzięki czemu masażysta może go dopasować do aktualnych potrzeb. W praktyce oznacza to, że masażysta ogranicza do minimum potrzebę korzystania z kształtek do masażu. Regulacja wysokości od 45 do 95 cm w tym modelu jest przez siłownik elektryczny, co oszczędza siły i czas masażysty. Kąt pochylenia zagłówka i części tylnej regulowany jest za pomocą sprężyn gazowych. Regulacja części lędźwiowej (do wysokości 9 cm) poprzez pokręcenie korbką znajdującą się pod leżyskiem, co daje efekt podobny do zastosowania półwałka lędźwiowego.

Standardowo zagłówek wykonany jest z wymodelowanym wycięciem w kształcie gruszki dla wygody pacjenta, w opcji dodatkowej: z okrągłym otworem i z zatyczką oraz poduszką w kształcie rogala (rogał jest tani w eksploatacji: prosta wymiana, mocowany na trzech rzepach).

Jest to zaawansowany produkt, który sprosta każdym wymaganiom klienta. Kolejne atuty to stabilna konstrukcja, intuicyjna obsługa, możliwość wyboru koloru jak i dodatkowych opcji wyposażenia. Wyprodukowano w Polsce (certyfikat jakości ISO 9001:2008 obejmuje produkcję, sprzedaż sprzętu rehabilitacyjnego oraz malowanie proszkowe).

Wyposażenie dodatkowe:

- Układ jezdny do przemieszczania stołu z hamulcem centralnym.
- Dodatkowy wieszak montowany przy stołach typ SR i SM.
- Okrągłe wycięcie w zagłówku z zatyczką i poduszką.
- Rama sterująca - wygodne ustawianie wysokości stołu przy pomocy ramy zamontowanej w dolnej części wokół stołu
- Pilot nożny pojedynczy



Eres Medical Sp. z o.o.
Pląszowice Kol. 64b
21-008 Tomaszowice
E-mail: info@eresmedical.com.pl
Telefon: 815 020 070

SPRZĘT REHABILITACYJNY • SPRZĘT MEDYCZNY

- **Komplet kształtek do masażu**

Kliny do zabiegów rehabilitacyjnych, gimnastyki korekcyjnej i masażu.

W skład kompletu wchodzi :

1. Klin 20x40x50 cm
2. Klin 10x25x20 cm
3. Półwałek 12x18x50 cm
4. Wałek 8x20 cm
5. Klin 30x20x16 cm

Parametry:

