

Stół do masażu 7-segmentowy elektryczny SM-E



Opis produktu

Stół do masażu suchego i terapii manualnej 7 segmentowy SM-E z elektryczną zmianą wysokości leżyska jest produktem wysokiej jakości, wykonanym z należytą dbałością o każdy szczegół. Tapicerka o dużej odporności jest winylowa a podstawa wykonana ze stalowych profili malowanych proszkowo. Stół wyposażony jest w siedmiosegmentowe leżysko dzięki czemu terapeuta może go dopasować do aktualnych potrzeb. Regulacja wysokości następuje w tym modelu przez siłownik elektryczny, sterowany pilotem ręcznym lub przyciskami umieszczonymi w przedniej części ramy stołu, co oszczędza siły i czas terapii. Regulacja poszczególnych segmentów leżyska odbywa się niezależnie przy pomocy sprężyn gazowych oraz korbką mechaniczną w przypadku dzielonej części piersiowej.

Stół wyposażony jest w stałe stopki antypoślizgowe z opcją doposażenia o system jezdny z kółkami dla możliwości przesuwania stołu z miejsca na miejsce. Standardowo zagłówek wykonany jest z wymodelowanym wycięciem w kształcie gruszki dla wygody pacjenta, w opcji dodatkowej: z okrągłym otworem i z zatyczką oraz poduszką w kształcie rogala (rogal jest tani w eksploatacji: prosta wymiana, mocowany na trzech rzepach).

Jest to zaawansowany produkt, który sprosta każdym wymaganiom klienta. Kolejne atuty to stabilna konstrukcja, intuicyjna obsługa, możliwość wyboru koloru jak i dodatkowych opcji wyposażenia. Wyprodukowano w Polsce (certyfikat jakości ISO 9001:2008 obejmuje produkcję, sprzedaż sprzętu rehabilitacyjnego oraz malowanie proszkowe).

Wyposażenie dodatkowe:

- Układ jezdny do przemieszczania stołu z hamulcem centralnym.
- Wieszak na ręcznik
- Okrągłe wycięcie w zagłówku z zatyczką i poduszką.
- Rama sterująca - wygodne ustawianie wysokości stołu przy pomocy ramy zamontowanej w dolnej części wokół stołu
- Pilot nożny pojedynczy

- Regulacja Pivota za pomocą siłownika elektrycznego



Eres Medical Sp. z o.o.
Pląszowice Kol. 64b
21-008 Tomaszowice
E-mail: info@eresmedical.com.pl
Telefon: 815 020 070

SPRZĘT REHABILITACYJNY • SPRZĘT MEDYCZNY

• **Komplet kształtek do masażu**

W skład kompletu wchodzi :

1. Klin 20x40x50 cm
2. Klin 10x25x20 cm
3. Półwałek 12x18x50 cm
4. Wałek 8x20 cm
5. Klin 30x20x16 cm