

Stół do masażu 7-segmentowy elektryczny SM-J



Opis produktu

Stół do masażu suchego i terapii manualnej 7 segmentowy **SM-J** z elektryczną zmianą wysokości leżyska jest produktem wysokiej jakości, wykonanym z należytą dbałością o każdy szczegół. Stół stosowany jest w szpitalach, przychodniach, sanatoriach, SPA, gabinetach kosmetycznych. Tapicerka winylowa jest antybakteryjna a podstawa wykonana ze stalowych profili malowanych proszkowo. Tapicerka występuje w różnych grubościach od 4 do 8 cm.

Stół wyposażony jest w siedmiosegmentowe leżysko dzięki czemu terapeuta może go dopasować do aktualnych potrzeb. Regulacja wysokości następuje w tym modelu przez siłownik elektryczny, sterowany pilotem ręcznym lub przyciskami umieszczonymi w przedniej części ramy stołu, co oszczędza siły i czas terapii. Kąt pochylenia zagłówka oraz pochylenia części dolnej leżyska regulowany za pomocą sprężyn gazowych daje możliwe ustawienie stołu do pozycji fotela. Połączenie funkcji łamania i odchylenia dolnej części leżyska umożliwia ustawienie stołu do pozycji Trendelenburga. Standardowo zagłówek wykonany jest z wymodelowanym wycięciem w kształcie gruszki dla wygody pacjenta, w opcji dodatkowej: z okrągłym otworem i z zatyczką oraz poduszką w kształcie rogala (rogał jest tani w eksploatacji: prosta wymiana, mocowany na trzech rzepach).

Jest to zaawansowany produkt, który sprosta każdym wymaganiom klienta. Kolejne atuty to stabilna konstrukcja, intuicyjna obsługa, możliwość wyboru koloru jak i dodatkowych opcji wyposażenia. Wyprodukowano w Polsce (certyfikat jakości ISO 9001:2008 obejmuje produkcję, sprzedaż sprzętu rehabilitacyjnego oraz malowanie proszkowe).

Wyposażenie dodatkowe:

- Układ jezdny do przemieszczania stołu z hamulcem centralnym.
- Wieszak na ręcznik
- Okrągłe wycięcie w zagłówku z zatyczką i poduszką.
- Rama sterująca - Wygodne ustawianie wysokości stołu przy pomocy ramy zamontowanej w dolnej części wokół stołu
- Pilot nożny pojedynczy
- **Komplet kształtek do masażu**

W skład kompletu wchodzi :



Eres Medical Sp. z o.o.
Pląszowice Kol. 64b
21-008 Tomaszowice
E-mail: info@eresmedical.com.pl
Telefon: 815 020 070

SPRZĘT REHABILITACYJNY • SPRZĘT MEDYCZNY

1. Klin 20x40x50 cm
 2. Klin 10x25x20 cm
 3. Półwałek 12x18x50 cm
 4. Walek 8x20 cm
 5. Klin 30x20x16 cm
-