

## Stół do masażu 7-segmentowy z regulacją hydrauliczną łamany SM-H-Ł



### Opis produktu

Stół do masażu 5 segmentowy **SM-H-Ł** z hydrauliczną zmianą wysokości leżyska (łamany) znajdzie swoje zastosowanie w gabinetach masażu jak i rehabilitacji. Jest to produkt wysokiej jakości, wykonany z należytą dbałością o każdy szczegół. Wysokoodporna tapicerka jest winylowa a podstawa wykonana ze stalowych profili malowanych proszkowo.

Stół wyposażony jest w pięciosegmentowe leżysko dzięki czemu masażysta może go dopasować do aktualnych potrzeb. Regulacja wysokości następuje w tym modelu przy pomocy siłownika hydraulicznego sterowanego dźwigniami nożnymi po obu stronach stołu, co oszczędza siły i czas masażysty. Kąt pochylenia zagłówka regulowany jest za pomocą sprężyn gazowych. W tym modelu jest możliwość łamania stołu za pomocą ręcznego podnośnika śrubowego, co pozwala na ustawienie pozycji Pivota.

Jest to zaawansowany produkt, który sprostą każdym wymaganiom klienta. Kolejne atuty to stabilna konstrukcja, intuicyjna obsługa, możliwość wyboru koloru jak i dodatkowych opcji wyposażenia. Wyprodukowano w Polsce (certyfikat jakości ISO 9001:2008 obejmuje produkcję, sprzedaż sprzętu rehabilitacyjnego oraz malowanie proszkowe).

### Wyposażenie dodatkowe:

- Układ jezdy do przemieszczania stołu z hamulcem centralnym.
- Wieszak na ręcznik
- Okrągłe wycięcie w zagłówku z zatyczką i poduszką.
- Regulacja Pivota za pomocą siłownika elektrycznego
- **Komplet kształtek do masażu**

W skład kompletu wchodzi :

1. Klin 20x40x50 cm
2. Klin 10x25x20 cm
3. Półwałek 12x18x50 cm



Eres Medical Sp. z o.o.  
Pląszowice Kol. 64b  
21-008 Tomaszowice  
E-mail: [info@eresmedical.com.pl](mailto:info@eresmedical.com.pl)  
Telefon: 815 020 070

SPRZĘT REHABILITACYJNY • SPRZĘT MEDYCZNY

4. Wałek 8×20 cm

5. Klin 30x20x16 cm