



Stół do masażu 7-segmentowy z regulacją hydrauliczną SM-H

Opis produktu

Stół do masażu 7 segmentowy **SM-H** z hydrauliczną zmianą wysokości leżyska jest produktem wysokiej jakości, wykonany z należytą dbałością o każdy szczegół. Tapicerka o dużej odporności jest winylowa, a podstawa wykonana ze stalowych profili malowanych proszkowo. Stosowany jest w gabinetach masażu, jak i terapii manualnej.

Stół wyposażony jest w siedmiosegmentowe leżysko, dzięki czemu terapeuta może go dopasować do aktualnych potrzeb. Regulacja wysokości następuje w tym modelu przy pomocy siłownika hydraulicznego sterowanego dźwigniami nożnymi po obu stronach stołu, co oszczędza siły i czas terapii.

Jest to zaawansowany produkt, który sprosta każdym wymaganiom klienta. Kolejne atuty to stabilna konstrukcja, intuicyjna obsługa, możliwość wyboru koloru jak i dodatkowych opcji wyposażenia. Wyprodukowano w Polsce (certyfikat jakości ISO 9001:2008 obejmuje produkcję, sprzedaż sprzętu rehabilitacyjnego oraz malowanie proszkowe).

Wyposażenie dodatkowe:

Układ jezdny

Układ jezdny do przemieszczania stołu z hamulcem centralnym.



Eres Medical Sp. z o.o.
Pląszowice Kol. 64b
21-008 Tomaszowice
E-mail: info@eresmedical.com.pl
Telefon: 815 020 070

SPRZĘT REHABILITACYJNY • SPRZĘT MEDYCZNY

Wieszak na ręcznik

Dodatkowy wieszak montowany przy stołach typ SR i SM.

Zagłówek z okrągłą zatyczką i poduszką (SM)



Eres Medical Sp. z o.o.
Pląszowice Kol. 64b
21-008 Tomaszowice
E-mail: info@eresmedical.com.pl
Telefon: 815 020 070

SPRZĘT REHABILITACYJNY • SPRZĘT MEDYCZNY

Okrągłe wycięcie w zagłówku z zatyczką i poduszką.

Komplet kształtek do masażu

Kliny do zabiegów rehabilitacyjnych, gimnastyki korekcyjnej i masażu.

W skład kompletu wchodzi :

1. Klin 20x40x50 cm
 2. Klin 10x25x20 cm
 3. Półwałek 12x18x50 cm
 4. Wałek 8x20 cm
 5. Klin 30x20x16 cm
-



Eres Medical Sp. z o.o.
📍 Piłuszwice Kol. 64b
21-008 Tomaszowice
@ E-mail: info@eresmedical.com.pl
☎ Telefon: 815 020 070

SPRZĘT REHABILITACYJNY • SPRZĘT MEDYCZNY