

Stół do masażu składany Bello One



Opis produktu

Bello One to ultralekki stół do masażu na solidnej konstrukcji z drewna bukowego z możliwością wyposażenia w podgłówek.

Stół dostępny w szerokości 60 i 70 cm w 4 wybranych kolorach tapicerki Vinyl. Do stołu pasuje pokrowiec Simply.

Dane techniczne:

- Wysokość regulowana skokowo: 61-86 cm
- Długość: 180 cm
- Szerokość: 60 cm / 70 cm
- Waga bez wyposażenia: 11,6 kg / 12,1 kg
- Dopuszczalne obciążenie: 200 kg
- Wymiary po złożeniu: 90x60x15 cm / 90x70x15 cm

Dostępne kolory: 03, 08, 21, 22, 23.