

Stół do masażu składany Gallo



Opis produktu

Składany stół do masażu **Gallo** cechuje gruba na 5 cm, wygodna tapicerka wykonana z miękkiej pianki pokrytej dodatkowo puszystą włókniną (pianka Lux) i winylem, eleganckie, zaokrąglone rogi, długi na 200 cm blat, a także nogi, cofnięte lekko w głąb stołu, przez co pozostaje więcej przestrzeni w narożnikach w celu uzyskania lepszego dostępu do klienta. Każdy detal stołu do masażu Gallo jest dokładnie przemyślany i podporządkowany wygodzie oraz maksymalnej funkcjonalności.

Gallo Plus to wersja stołu Gallo wzbogacona o podnoszony blat pleców w zakresie 0-55° (dostępna tylko w wersji 70cm).

Dane techniczne:

- Wysokość regulowana skokowo: od 61,5 cm do 90,5 cm co 3,2 cm
- Długość stołu bez podgłówka / z podgłówkiem: 200 cm / 230 cm
- Szerokość: 70 cm
- Waga bez wyposażenia: 14,7 kg
- Dopuszczalne obciążenie: 200 kg
- Wymiary po złożeniu: 100x70x20 cm
- Waga stołu: 20kg.

W wyposażeniu dodatkowym: podgłówki i półka pod ramiona, podłokietniki i półka przedłużająca, pokrowce, wycięcia na twarz.