

Stół do masażu składany Medmal



Opis produktu

Medmal to nowoczesny, funkcjonalny i niezwykle wytrzymały stół do masażu.

Konstrukcja nóg wykonana została z najwyższej jakości aluminium o dużym przekroju ścianki, jest odporna na wszelkiego rodzaju uszkodzenia i może znieść największe obciążenia nawet ponad 300 kg.

Stalowy system linek służy zapewnieniu jeszcze większej pewności i umożliwia szybkie złożenie stołu w podręczną walizkę. Istotnym elementem stołu Medmal jest dodatkowe wsparcie w środkowej części stołu i wzmocniona płyta blatów, przez co stół zyskał niezrównaną wytrzymałość.

Konstrukcja nóg pozwala na regulację wysokości stołu, dzięki wygodnie wyprofilowanym gałkom.

Dane techniczne:

- Wysokość regulowana skokowo: od 61,5 cm do 90,5 cm co 3,2 cm
- Długość: 180 cm / 210 cm
- Szerokość: 60 cm / 70 cm
- Waga bez wyposażenia: 13,0 kg / 14,2 kg
- Dopuszczalne obciążenie: 250 kg
- Wymiary po złożeniu: 90x60x18,5 cm / 90x70x18,5 cm

Medmal Piccolo – niska wersja Medmala z zakresem regulacji wysokości od 49 do 77 cm – szczególnie polecana do terapii manualnych.

W wyposażeniu dodatkowym: podgłówki i półka pod ramiona, podłokietniki i półka przedłużająca, pokrowce, wycięcia na twarz.