

Stół do masażu składany Panda AI



Opis produktu

Panda AI to aluminiowa wersja drewnianej Pandy – estetyczna, funkcjonalna, i niesamowicie wytrzymała.

Wysoka jakość połączeń, wyjątkowa wygoda użytkowania i bardzo atrakcyjna cena. Prosty w obsłudze system stalowych linek, daje w efekcie możliwość składania stołu i przenoszenia w dowolne miejsce. Konstrukcja nóg z aluminium o dużym przekroju pozwala na regulację wysokości stołu, dzięki wygodnie wyprofilowanym gałkom.

Panda AI Plus to wersja stołu Panda AI wzbogacona o podnoszony blat pleców w zakresie 0-55° (dostępna tylko w wersji 70cm).

Waga stołu: 16,1kg.

Dane techniczne:

- Wysokość regulowana skokowo: 68 – 90 cm
- Długość: 180 cm
- Szerokość: 60 cm / 70 cm
- Waga bez wyposażenia: 13,5 kg / 15,3 kg
- Dopuszczalne obciążenie: 200 kg
- Wymiary po złożeniu: 90x60x17 cm / 90x70x17 cm

W wyposażeniu dodatkowym: podgłówki i półka pod ramiona, podłokietniki i półka przedłużająca, pokrowce, wycięcia na twarz.