

Stół do masażu składany Panda



Opis produktu

Dane techniczne:

- Wysokość regulowana skokowo: od 61,5 do 90,5 cm co 3,2 cm
- Długość: 180 cm / 210 cm
- Szerokość: 60 cm / 70 cm
- Waga bez wyposażenia: 12,8 kg / 13,1 kg
- Dopuszczalne obciążenie dynamiczne: 350 kg
- Wymiary po złożeniu: 90x60x17,5 cm / 90x70x17,5 cm

Panda Plus to wersja stołu Panda wzbogacona o regulowane oparcie pleców w zakresie 0-55° (dostępna tylko w wersji 70 cm).

Waga stołu: 17,7 kg.

W wyposażeniu dodatkowym podgłówki i półka pod ramiona, podłokietniki i półka przedłużająca, pokrowce, wycięcia na twarz.