

Stół do okładów borowinowych THERMABED



Opis produktu

Stół do okładów borowinowych ThermaBed - najważniejsze cechy:

Wykonany z łatwo zmywalnego materiału kompozytowego wzmocnionego włóknem szklanym.

Wyposażony w prysznic do czyszczenia oraz odpływ na wodę i brudną masę borowinową.

Lekkie nachylenie leża pozwala na naturalne spływanie cieczy w kierunku odpływu.

Wytrzymałość i stabilność zapewnia konstrukcja nośna ze stali ocynkowanej.

W wyposażeniu opcjonalnym:

- podgrzewanie leżyska,
- materac.

Parametry techniczne:

Wymiary (dł. x szer. x wys.)	2110 x 842 x 700 mm
Wymiary leża	1810 x 709-715 mm