



Stół do pionizacji SP-2

Opis produktu

Stół do pionizacji **SP-2**

Możliwość regulacji wysokości leżyska od 500 mm do 950 mm, regulacja wysokości i kąta pochylenia za pomocą siłowników elektrycznych sterowanych ręcznie. Wyposażony jest w 4 kółka jezdne z hamulcami, 3 pasy stabilizujące. Niklowana rama boczna do mocowania pasów. Możliwość przymocowania wyciągu do trakcji – opcja na zamówienie.

Wymiary:

- długość stołu: 1950 mm
- szerokość stołu: 850 mm
- wysokość stołu: 500 ÷ 900 mm
- waga: 90 kg
- max. obciążenie: 250 kg