

Stół do rehabilitacji i do masażu Vario



Opis produktu

Vario to wysokiej klasy stół przeznaczony do zabiegów rehabilitacyjnych.

Vario oferowany jest w różnych wariantach dostosowanych do potrzeb klienta. Wyposażenie w każdej chwili można zmodyfikować, rozszerzyć o dodatkowe elementy, lub wymienić zużytą część.

Parametry:

- bardzo stabilna konstrukcja
- elektryczna i hydrauliczna regulacja
- regulacja wysokości w zakresie 50-93 cm
- duża prędkość unoszenia
- kółka jezdne
- podgłówek z wycięciem na twarz regulowany w górę i w dół
- wytrzymałe, łatwe w utrzymaniu czystości obicie ze sztucznej skóry
- wymiary: 195 x 65 cm

Możliwości wyposażenia stołu Vario:

- regulacja wysokości: elektryczna (korbą lub dźwignią za pomocą 1 lub 2 sterowników nożnych) lub hydrauliczna
- wyścielenie wyciętej części podgłówka
- leżysko 2- lub 3-częściowe z regulowanym podnóżkiem
- podgłówek 1- lub 3-częściowy z ergonomicznie opuszczanymi podłokietnikami
- uchwyt na rolkę papieru
- łamanie leżyska hydrauliczne lub elektryczne
- urządzenia rozciągające
- szyny do mocowania pasów
- zestaw do ćwiczeń (2 wałki pod ramiona, 1 wałek pod biodra, 1 wałek pod głowę)
- łóżko Wojta (leżysko 1-częściowe bez podgłówka) 200 x 100 cm lub 200 x 140 cm