

Stół do rehabilitacji StoRe Basic



Opis produktu

Stół do rehabilitacji StoRe Basic / StoRe Basic Plus (z otworem na twarz) może stanowić wyposażenie gabinetów zabiegowych i lekarskich.

Może pełnić rolę leżanki do badań lub stołu zabiegowego.

Daje umożliwić pacjentom przybranie prawidłowej pozycji do przeprowadzenia efektywnego i bezpiecznego zabiegu.

Stół rehabilitacyjny Store Basic przeznaczony jest do:

- przeprowadzania badań pacjentów,
- wykonywania zabiegów medycznych,
- wykonywania zabiegów rehabilitacyjnych: fizjoterapii i masażu prostego, suchego, aktywnego.

Stół wykonany jest z rur stalowych, pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na promieniowanie UV, uszkodzenia mechaniczne i środki dezynfekcyjno-myjące.

Segmenty leża oraz zagłówka są tapicerowane.

Regulacja kąta pochylenia segmentu zagłówka realizowana jest za pomocą rastomatów poprzez podniesienie segmentu, a potem ustalenie pod pożądanym kątem.

Wersja StoRe Basic Plus posiada otwór na twarz i może być wykorzystywana jako stół rehabilitacyjny / stół do masażu, zapewniając maksymalny komfort pacjenta podczas zabiegu.

Wyrób posiada znak CE.

KONSTRUKCJA KOZETKI

1. Stelaż metalowy
2. Leżysko
3. Zagłówek pełny lub opcjonalnie z otworem na twarz

PARAMETRY TECHNICZNE

Całkowita szerokość:	550 ± 15 mm
Całkowita długość:	1900 ± 15 mm
Całkowita wysokość:	550 ± 15 mm
Kąt nachylenia wezgiłowia:	+ 45° do - 30° (± 5°)
Okres użytkowania:	10 lat
Dopuszczalne obciążenia:	180 kg



Eres Medical Sp. z o.o.

📍 Płuszwice Kol. 64b
21-008 Tomaszowice
@ E-mail: info@eresmedical.com.pl
☎ Telefon: 815 020 070

SPRZĘT REHABILITACYJNY • SPRZĘT MEDYCZNY