



# Stół do rehabilitacji StoRe Basic z kołami

## Opis produktu

**Kozetka lekarska StoRe Basic z kołami** może stanowić wyposażenie gabinetów zabiegowych i lekarskich.

Może pełnić rolę leżanki do badań lub stołu zabiegowego.

Daje umożliwić pacjentom przybranie prawidłowej pozycji do przeprowadzenia efektywnego i bezpiecznego zabiegu.

Kozetka Store Basic z kołami przeznaczona jest do:

- przeprowadzania badań pacjentów,
- wykonywania zabiegów medycznych.

Leżanka wykonana jest z rur stalowych, pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na promieniowanie UV, uszkodzenia mechaniczne i środki dezynfekcyjno-myjące. Segmenty leża oraz zagłówek są tapicerowane.

Regulacja kąta pochylenia segmentu zagłówek realizowana jest za pomocą rastomatów poprzez podniesienie segmentu, a potem ustalenie pod pożądanym kątem.

Koła jezdne z blokadą umożliwiają łatwe przestawianie mebla przez jedną osobę.

Podobnie jak jego bazowa wersja, czyli Store Basic, posiada wersję z otworem na twarz, zapewniając maksymalny komfort pacjenta podczas zabiegu. Jednak ze względu na koła nie jest zalecana do wykonywania zabiegów rehabilitacyjnych i masażu.

Wyrób posiada znak CE.

## KONSTRUKCJA KOZETKI

1. Stelaż metalowy
2. Leżysko
3. Zagłówek pełny lub opcjonalnie z otworem na twarz
4. Uchwyt na prześcieradło
5. Koła

## PARAMETRY TECHNICZNE

Całkowita szerokość:	550 ± 15 mm
Całkowita długość:	1900 ± 15 mm
Całkowita wysokość:	630 ± 15 mm
Kąt nachylenia wezglowia:	+ 45° do - 30° (± 5°)
Okres użytkowania:	10 lat
Dopuszczalne obciążenia:	180 kg