



Stół pionizacyjny SP-1/R, SP-1/E

Opis produktu

Stół pionizacyjny ręczny na kółkach z hamulcami. W stole do pionizacji zmiana kąta nachylenia leżyska sterowana jest ręcznie przy pomocy korby (**SP-1/R**) lub przy pomocy pilota elektrycznego (**SP-1/E**).

W wyposażeniu są 3 pasy do stabilizacji.

Parametry techniczne:

- wymiary leżyska: 1950 x 750 mm
- wysokość stołu: 720 mm
- wysokość leżyska w pozycji pionowej: 2000 mm
- kąt pochylenia leżyska: 0 ÷ 90 stopni
- waga: 70 kg
- max. obciążenie: 200 kg