



Stół rehabilitacyjny do ćwiczeń z dziećmi SR-3B / SR-3E-B / SR-3H-B

Opis produktu

Stół rehabilitacyjny do ćwiczeń z dziećmi o regulowanej wysokości leża się ręcznie poprzez pokręcanie korbką podnośnika (**SR-3B**), elektrycznie poprzez sterowanie pilotem (**SR-3E-B**) lub hydraulicznie poprzez naciskanie nogą dźwigni siłownika (**SR-3H-B**).

Parametry techniczne:

- długość leżyska: 195 cm
- szerokość leżyska: 100 lub 120 cm
- wysokość stołu: 55 ÷ 85 cm
- dopuszczalne obciążenie: 160 kg
- waga: 60 kg