


Stół rehabilitacyjny do drenażu limfatycznego SR-3E-L



Opis produktu

Stół rehabilitacyjny 8-sekcyjny **SR-3E-L** posiada **leką i stabilną konstrukcję** wykonaną z profili stalowych, malowanych proszkowo na jasnoszary kolor. Wysokość stołu regulowana jest **elektrycznie** za pomocą **pilota ręcznego**. Stół rehabilitacyjny polecany do drenażu limfatycznego, sprawdzi się w gabinetach fizjoterapii, masażu i rehabilitacji.

W stole rehabilitacyjnym zastosowano **wyniową tapicerkę**, która wyróżnia się wysoką odpornością na działanie wody, środków dezynfekujących oraz olejków do masażu. Tapicerka dostępna jest w **bogatej gamie kolorystycznej**, co umożliwia dopasowanie do wystroju gabinetu. Regulowany za pomocą **sprężyny gazowej** zagłówek oraz elementy kończyn górnych i dolnych wpływa na wygodę pacjenta i komfort pracy.

Stół rehabilitacyjny **SR-3E-L** dostępny jest z takim wyposażeniem dodatkowym jak: bezalkoholowe chusteczki do dezynfekcji, spray do dezynfekcji o pojemności 1L, wieszak na ręczniki papierowe, zatyczka zagłówek, zagłówek z okrągłą zatyczką i poduszką, układ jezdny z centralnym hamulcem, komplet kształtek do masażu, pilot nożny, rama sterująca, banan stabilizujący bark, akumulator umożliwiający pracę bez podłączenia prądu do stołu.

Wyposażenie standardowe:

- Leżysko dwusegmentowe (8 elementów tapicerki)
- Otwór w zagłówku
- Zagłówek regulowany przy pomocy sprężyny gazowej
- Wysokość regulowana elektrycznie za pomocą pilota ręcznego
- Regulacja podłokietników bocznych tzw. "płetw" od 0 do +45 stopni
- Długość 195 cm
- Szerokość 68 cm
- Konstrukcja malowana proszkowo, kolor - jasnoszary
- Tapicerka skóropodobna
- Wąski zagłówek wyposażony w podłokietniki- hybryda
- Maksymalne obciążenie 200kg
- Waga stołu 55kg
- Regulacja kąta zagłówek między - 80 do + 45 stopni

Wyposażenie dodatkowe:

- bezalkoholowe chusteczki do dezynfekcji,
- spray do dezynfekcji o pojemności 1L,
- wieszak na ręczniki papierowe,
- zatyczka zagłówek,
- zagłówek z okrągłą zatyczką i poduszką,
- układ jezdny z centralnym hamulcem,
- komplet kształtek do masażu,
- pilot nożny,
- rama sterująca,
- banan stabilizujący bark,
- akumulator umożliwiający pracę bez podłączenia prądu do stołu