

Stół rehabilitacyjny łamany SR-3-Ł/ SR-3E-Ł / SR-3H-Ł



Opis produktu

Stół rehabilitacyjny **SR-3-Ł / SR-3E-Ł / SR-3H-Ł** z łamanym leżyskiem.

Stół rehabilitacyjny trzysegmentowy, z łamanym leżyskiem jest przeznaczony do masażu suchego, a po wyrównaniu leżyska jest typowym stołem do kinezyterapii.

W zależności od typu, unoszony jest korbą (typ SR-3-Ł), siłownikiem elektrycznym (typ SR-3E-Ł) lub siłownikiem hydraulicznym (typ SR-3H-Ł), w zakresie od 450 do 950 mm. Zagłówek ustawiany w zakresie -60 do +35 stopni.

Łamanie leżyska za pomocą korbki (ręcznie). Jest to najtańszy stół stosowany w terapii metodą McKenzie.

Stół SR-3E-Ł można dodatkowo wyposażać w elektryczne urządzenie łamiące leżysko (SR-3E-ŁE) oraz w kółka.

Wymiary leżyska 1950 x 680 mm.

Wymiary:

- długość leżyska: 195 cm
- szerokość leżyska: 68 cm
- wysokość stołu: 45 - 95 cm
- kąt odchylenia zagłówek: -60 ÷ 35
- kąt łamania leżyska: 0 ÷ 25
- dopuszczalne obciążenie: 160 kg
- masa: 55 kg