

Stół rehabilitacyjny SR-3



Opis produktu

Dwusegmentowy z korbą zmianą wysokości w zakresie 450-950 mm. Regulowany zagłówek od -60 do +35 stopni. Stół posiada uchwyty dla pasa stabilizacyjnego. Ustawienie stołu do pozycji Trendelenburga za pomocą sprężyn gazowych – opcja na zamówienie.

Wymiary:

- długość leżyska: 195 cm
- szerokość leżyska: 68 cm
- wysokość stołu: 45 – 95 cm
- kąt odchylenia zagłówka: -60 ÷ 35
- dopuszczalne obciążenie: 160 kg
- masa: 55 kg