

Stół rehabilitacyjny SR-3Eh



Opis produktu

Stół rehabilitacyjny z 4-częściową tapicerką, zagłówek z ruchomymi podłokietnikami, regulowany za pomocą sprężyny gazowej. Wysokość ustawienia stołu regulowana mechanicznie za pomocą pilota ręcznego, nożnego lub za pomocą pompki hydraulicznej.

Wymiary:

- długość leżyska: 195 cm
- szerokość leżyska: 68 cm
- wysokość stołu: 45 – 95 cm
- kąt odchylenia zagłówka: $-60^{\circ} \div 35^{\circ}$
- regulacja podłokietników: od 0 do 18
- dopuszczalne obciążenie: 160 kg
- masa: 55 kg