

Stół rehabilitacyjny wielofunkcyjny SR-I



Opis produktu

Stół rehabilitacyjny ciężki wielofunkcyjny **SR-I** z 5-częściową tapicerką.

Wymiary:

- wysokość: 550 x 950 mm
- szerokość stołu: 850 mm
- wym. tapicerki: 600 x 1960 mm
- regulacja podłokietników: $0 \div -170$
- obrót wokół osi pionowej: 360
- obrót ramienia podłokietnika: $-20 \div 160$
- kąt odchylenia zagłówka: $-50 \div 45$
- kąt części udowych w pł. pionowej: $-25 \div 40$
- obrót części tylnej w pł. poziomej: -20
- dopuszczalne obciążenie: 160 kg
- masa: 98 kg