

Stolik do aparatu Radiant EM-3R



Opis produktu

Stolik - wózek medyczny do aparatu **Radiant**, wyposażony w:

- trzy półki robocze,
- boczną półkę metalową,
- uchwyt na rolkę papieru,
- praktyczny uchwyt z tworzywa sztucznego na aplikator/akcesoria

Stabilna i trwała konstrukcja – wykonany z profili aluminiowych i półek stalowych, aluminiowych malowanych proszkowo.

Przeznaczony **pod urządzenia medyczne oraz aparaty fizykoterapeutyczne**. Stolik dedykowany do aparatu **Radiant**. Ułatwia organizację pracy oraz przechowywanie akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych podczas zabiegów.

Dwie półki boczne z wycięciami na głowice od aparatów, kable lub inne akcesoria medyczne.

Estetyczny wygląd, ergonomiczny kształt ułatwiający obsługę personelowi medycznemu, łatwy w utrzymaniu w czystości, prosty w dezynfekcji, trwały.