

Stolik Labo typu Mayo



Opis produktu

Stolik wykonany ze stali nierdzewnej. Zagłębiony blat podnoszony przy pomocy dźwigni nożnej. Podstawa w kształcie litery T z trzema podwójnymi kółkami z hamulcem. Stolik jest dedykowany placówkom medycznym a w szczególności salom operacyjnym i zabiegowym. Blat posiada specjalnie profilowany rant powierzchni roboczej, który zapobiega zsuwaniu się leżących na nim przedmiotów.

Stolik posiada koła o średnicy 100 mm z hamulcem.

Blat stolika przyłóżkowego jest stały.

Wyrób posiada znak CE.

PARAMETRY TECHNICZNE

Podstawa - kształt litery T (szer. x dł.):	450 x 750 mm
Wysokość blatu (min. x max.):	902 x 1302 mm
Wymiary blatu (szer. x dł. x gł.):	445 x 745 x 25 mm
Wymiary blatu w środku (szer. x dł.):	401 x 701
Maksymalne dopuszczalne obciążenie (wewnątrz):	15 kg
Waga stolika:	24,5 kg