



Stolik na aparat EKG EM-3E

Opis produktu

Stabilna i trwała konstrukcja – wykonany z profili aluminiowych i półek stalowych, aluminiowych malowanych proszkowo.

Mobilny – 4 nowoczesne kółka medyczne, w tym 2 przednie z hamulcami.

Przeznaczony **pod aparaty EKG, wyposażony w uchwyt na kable EKG.**

Wygodny pojemnik dolny na akcesoria.

Estetyczny wygląd, ergonomiczny kształt ułatwiający obsługę personelowi medycznemu, łatwy w utrzymaniu w czystości, prosty w dezynfekcji, trwały.

Wymiary:

Wysokość stolika bez uchwytu	80cm
Podstawa	46 x 46cm
Blat	40 x 36cm