



Stolik na aparaty pięciopółkowy EM-5

Opis produktu

Stabilna i trwała konstrukcja – wykonany z profili aluminiowych i półek stalowych, malowanych proszkowo.

Mobilny – 4 nowoczesne kółka medyczne, w tym 2 przednie z hamulcami. **3-, 4- lub 5-półkowy** w zależności od wersji (EM-3, EM-4, EM-5).

Przeznaczony **pod urządzenia medyczne oraz aparaty fizykoterapeutyczne** (aparaty EKG, kardiomonitor, defibrylatory, ssaki, aparaty do fizykoterapii i szereg innych).

Estetyczny wygląd, ergonomiczny kształt ułatwiający obsługę personelowi medycznemu, łatwy w utrzymaniu w czystości, prosty w dezynfekcji, trwały.

Płynna regulacja wysokości półek stolika na różnych wysokościach w zależności od potrzeb użytkownika.

Półki mogą być pochylane **pod kątem do 10°**.


Wymiary:

Wysokość stolika	115cm
Wysokość półek	Płynna regulacja
Podstawa	46 x 46cm
Półka	40 x 36cm

Opcje dodatkowe



Blat z wycięciami



Półka boczna z wycięciami



Pojemnik mały na akcesoria



Pojemnik duży na akcesoria



Listwa zasilająca z 3 gniazdami



Uchwyt na butlę



Eres Medical Sp. z o.o.
📍 Piłuszwice Kol. 64b
21-008 Tomaszowice
@ E-mail: info@eresmedical.com.pl
☎ Telefon: 815 020 070

SPRZĘT REHABILITACYJNY • SPRZĘT MEDYCZNY