



Stolik na aparaty trzypółkowy EM-3

Opis produktu

Stabilna i trwała konstrukcja – wykonany z profili aluminiowych i półek stalowych, malowanych proszkowo.

Mobilny – 4 nowoczesne kółka medyczne, w tym 2 przednie z hamulcami.

Przeznaczony **pod urządzenia medyczne oraz aparaty fizykoterapeutyczne** (aparaty EKG, kardiomonitor, defibrylatory, ssaki, aparaty do fizykoterapii i szereg innych).

Estetyczny wygląd, ergonomiczny kształt ułatwiający obsługę personelowi medycznemu, łatwy w utrzymaniu w czystości, prosty w dezynfekcji, trwały.

Płynna regulacja wysokości półek stolika na różnych wysokościach w zależności od potrzeb użytkownika.

Półki mogą być pochylane **pod kątem do 10°**.

Wymiary:


Wysokość stolika	EM-3: 80cm
Wysokość półek	Płynna regulacja
Podstawa	46 x 46cm
Półka	40 x 36cm

UWAGA: Cena dotyczy stolika w wersji podstawowej. Jeśli chodzi o konfigurację stolika z dodatkowym wyposażeniem, skontaktuj się z nami: sklep@eresmedical.com.pl.

Opcje dodatkowe



Blat z wycięciami




Półka boczna z wycięciami



Pojemnik mały na akcesoria



Pojemnik duży na akcesoria



Listwa zasilająca z 3 gniazdami



Uchwyt na butlę