



Stolik na aparaty trzypółkowy z blatem funkcyjnym EM-3W

Opis produktu

Stabilna i trwała konstrukcja – wykonany z profili aluminiowych i półek stalowych, aluminiowych malowanych proszkowo.

Mobilny – 4 nowoczesne kółka medyczne, w tym 2 przednie z hamulcami.

Przeznaczony **pod urządzenia medyczne oraz aparaty fizykoterapeutyczne** (aparaty EKG, kardiomonitor, defibrylatory, ssaki, aparaty do fizykoterapii i szereg innych).

Estetyczny wygląd, ergonomiczny kształt ułatwiający obsługę personelowi medycznemu, łatwy w utrzymaniu w czystości, prosty w dezynfekcji, trwały.

Blat z wycięciami pozwalający na zawieszenie głowic lub innych elementów urządzeń oraz przeprowadzenie przewodów.

Płynna regulacja wysokości półek stolika na różnych wysokościach w zależności od potrzeb użytkownika.

Półki mogą być pochylane **pod kątem do 10°**.


Wymiary:

Wysokość stolika	80cm
Wysokość półek	Płynna regulacja
Podstawa	46 x 46cm
Półka	40 x 36cm
Półka z wycięciami	56 x 41cm

Opcje dodatkowe



Pojemnik mały na akcesoria



Pojemnik duży na akcesoria



Listwa zasilająca z 3 gniazdami



Uchwyt na butlę