



Stolik na aparaty trzypółkowy z półką boczną EM-3PB

Opis produktu

Stabilna i trwała konstrukcja – wykonany z profili aluminiowych i półek stalowych, aluminiowych malowanych proszkowo.

Mobilny – 4 nowoczesne kółka medyczne, w tym 2 przednie z hamulcami.

Przeznaczony **pod urządzenia medyczne oraz aparaty fizykoterapeutyczne** (aparaty EKG, kardiomonitor, defibrylatory, ssaki, aparaty do fizykoterapii i szereg innych).

Półka boczna z wycięciami na głowice od aparatów, kable lub inne akcesoria medyczne.

Estetyczny wygląd, ergonomiczny kształt ułatwiający obsługę personelowi medycznemu, łatwy w utrzymaniu w czystości, prosty w dezynfekcji, trwały.

Płynna regulacja wysokości półek stolika na różnych wysokościach w zależności od potrzeb użytkownika.

Półki mogą być pochylane **pod kątem do 10°**.

Wymiary:

Wysokość stolika	80cm
Wysokość półek	Płynna regulacja
Podstawa	46 x 46cm
Półka	40 x 36cm

Dodatkowe opcje



Pojemnik mały na akcesoria



Pojemnik duży na akcesoria



Listwa zasilająca z 3 gniazdami





Eres Medical Sp. z o.o.
Pląszowice Kol. 64b
21-008 Tomaszowice
E-mail: info@eresmedical.com.pl
Telefon: 815 020 070

SPRZĘT REHABILITACYJNY • SPRZĘT MEDYCZNY

Uchwyt na butlę