



## Stolik pod aparaturę C3R

### Opis produktu

Wykonany z wysokiej jakości stali węglowej, malowanej proszkowo, osadzony na 4 bieżnikowanych kółkach zapewniających wysoką mobilność i precyzję manewrowania.

Stolik posiada 3 półki z wyprofilowanymi brzegami zapobiegającymi wypadaniu umieszczonych na nich urządzeń/narzędzi oraz 2 uniwersalne gniazda zasilania z uziemieniem ergonomicznie umieszczone na kolumnie.

Innowacyjna i ergonomiczna konstrukcja, bardzo dokładne wykończenie oraz niewielkie wymiary sprawiają, że stolik C3R jest niezastąpionym sprzętem w każdym gabinecie.