



Stolik przyłóżkowy SOLO

Opis produktu

Stolik przyłóżkowy może być stosowany do żywienia pacjenta w łóżku medycznym szpitalnym. Konstrukcja stelaża podstawy umożliwia bliskie dosunięcie stolika do łóżka, fotela oraz krzesła. Możliwość zmiany wysokości blatu oraz kąta jego nachylenia pozwala dostosować jego pozycję dla wygody pacjenta.

Wyrób został wyposażony w blat regulowany oraz blat stały. Oba blaty zostały wykonane z płyty HPL. Posiadają one zabudowę z tworzywa ABS z rantem o wysokości 15 mm na obwodzie. Blat stały dodatkowo posiada wgłębienie na kubek o średnicy 80 mm. Stolik przyłóżkowy dodatkowo zawiera 2 podwójne koła o średnicy 50 mm, 2 koła z hamulcem.

Wyrób posiada znak CE.

PARAMETRY TECHNICZNE

Szerokość:	815 mm
Wysokość:	763 mm
Głębokość:	460 mm
Wymiary blatu stałego (szer. x gł.):	205 x 460 mm
Wymiary blatu regulowanego (szer. x gł.):	605 x 460 mm
Blat stolika pochylany (w osi):	30° - 60°
Maksymalne dopuszczalne obciążenie (wewnątrz):	15 kg
Waga stolika:	15,5 kg