



Stolik zabiegowy z pojemnikami

Opis produktu

Stolik posiada kółka i pochwyt do łatwego przemieszczania.

Kółka jezdne wyposażone są w blokadę.

Wersja stolika rozszerzona o dodatkowe pojemniki na drobne odpady medyczne.

Pojemniki wykonane są ze stali nierdzewnej.

Wymiary i parametry identyczne z wersją podstawową.

Półki ze szkła hartowanego.

Kółka do łatwego przemieszczania.

Wyrób posiada znak CE.

PARAMETRY TECHNICZNE

Wysokość:	850 mm
Długość:	750 mm
Szerokość:	450 mm