



Stoliki oddziałowe wielofunkcyjne SERIA K-3 TYP C-02/B2

Opis produktu

Elementy **stolików serii K-3 typ C-02/B2** wykonano z:

- **stelaż** aluminiowo-stalowy lakierowany proszkowo na biało, wyposażony w koła o średnicy 75 mm, w tym dwa z blokadą,
- **blat** ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, mocowany na stałe do stelaża, z podniesionym rantem
- **kuwety** z tworzywa sztucznego,
- **koszyk na akcesoria** ze stali lakierowanej proszkowo,
- **uchwyt do worka na odpady** stalowy lakierowany proszkowo, z pokrywą z tworzywa ABS
- **szuflada, półka koszowa** stalowe lakierowane proszkowo

Opcja: stoliki wykonane w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9.

Wymiary całkowite [mm]: 990 x 480 x 880

Standardowo stoliki lakierowane na kolor biały.