



Stoliki oddziałowe wielofunkcyjne SERIA K-3 TYP C-04/C1

Opis produktu

Elementy **stolików serii K-3 typ C-04** wykonano z:

- **stelaż** aluminiowo-stalowy lakierowany proszkowo na biało, wyposażony w koła o średnicy 75 mm, w tym dwa z blokadą,
- **blat** ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, mocowany na stałe do stelaża, z podniesionym rantem
- **półka koszowa** stalowe lakierowane proszkowo,
- **kuwety** z tworzywa sztucznego,
- **miska na odpadki** ze stali nierdzewnej, uchylna
- **uchwyt do worka na odpady** stalowy lakierowany proszkowo,

Opcja: stoliki wykonane w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9.

Wymiary całkowite [mm]: 990 x 430 x 880
Standardowo stoliki lakierowane na kolor biały.