



Stoliki oddziałowe wielofunkcyjne SERIA K-3 TYP D-04/F/K0

Opis produktu

Elementy **stolików serii K-3 typ D-04** wykonano z:

- **stelaż** aluminiowo-stalowy lakierowany proszkowo na biało, wyposażony w koła o średnicy 75 mm, w tym dwa z blokadą,
- **blat** ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, w formie wyjmowanej tacy,
- **koszyk na akcesoria** ze stali lakierowanej proszkowo,
- **uchwyt do worka na odpady** stalowy lakierowany proszkowo, z pokrywą z tworzywa szt.

Opcja: stoliki wykonane w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9.

Wymiary całkowite [mm]: 680 x 430 x 890

Standardowo stoliki lakierowane na kolor biały.