



Stoliki oddziałowe wielofunkcyjne SERIA MB-3

Opis produktu

Elementy **stolików serii MB-3** wykonano z:

- **stelaż** z profilu aluminiowego, lakierowanego proszkowo na kolor biały
- **blat górny/półka** z tworzywa ABS, z pogłębieniem zabezpieczającym sprzęt przed zsunięciem się
- **półka koszowa** stalowa, lakierowana proszkowo, opcja: stal kwasoodporna gat. 0H18N9
- **wyjmowana taca** ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9
- **kuweta** z tworzywa sztucznego
- **stelaż do worka na odpady** ze stali lakierowanej proszkowo z pokrywą z tworzywa ABS
- **koszyk na akcesoria** ze stali lakierowanej proszkowo
- **podstawa** stalowa z osłoną z tworzywa ABS, wyposażona w koła o średnicy 80 mm, w tym dwa z blokadą

Wyposażenie dodatkowe: stelaż na odpady, koszyk na akcesoria, kosz na odpady z pokrywą wahadłową, pojemnik na zużyte igły, pojemnik na odpadki, miska na odpadki, pojemnik na rękawiczki,

Wymiary stolika bez wyposażenia dodatkowego [mm]: 780x455x800

Wymiar blatu górnego [mm]: 685x410

[długość x szerokość x wysokość]