

Surtron EVAC - ewakuator dymu



Opis produktu

EVAC to system ewakuacji i filtracji oparów wytwarzanych podczas zabiegów elektrochirurgicznych. Eliminuje nieprzyjemny zapach oparów składających się głównie z pary wodnej, gazów organicznych i cząstek stałych. Zmniejsza ryzyko bakteriologiczne i wirusowe.

Regulowana moc ciągu umożliwia dostosowanie go do indywidualnych potrzeb podczas zabiegu.

- Regulacji przepływu ssania
- Wskazanie stanu zużycia filtrów
- Szybka wymiana filtrów

Aktywacja aspiracji może nastąpić:

- Automatycznie, za pośrednictwem elektronicznego systemu automatycznego zdalnego wykrywania aktywacji unitu elektrochirurgicznego wysokiej częstotliwości
- Ręcznie, działając bezpośrednio na urządzeniu
- Za pomocą pedału nożnego (opcja)

Dane techniczne:

Napięcie zasilania	230 V
Częstotliwość zasilania	50 Hz
Absorpcji	800 VA
Maksymalna ssania (podciśnienia)	2700 LPM (95 CFM)
Maksymalne statyczne ssące	250 mbar (83 w H2O)
Filtr typu ULPA	z węgla aktywnego
Filtr-efektywność	99,999% dla cząstek średnicy 0.3 mikrona
Wymiary urządzenia	370 x 144 x 319 mm
Waga urządzenia	4 kg