



System holterowski HolCARD 24W Delta-L

Opis produktu

Produkt łączy zalety systemu analizy EKG metodą holtera HolCARD 24W i systemu do elektrokardiograficznych badań wysiłkowych CardioTEST. System współpracuje z rejestratorami holterowskimi AsPEKT 702, AsPEKT 800 oraz AsPEKT 812 oraz pozwala na prowadzenie badań na bieżni B612 lub cykloergometrze CRG 200.

Cechy systemu Holtera EKG:

- Analiza zapisu EKG w trybie prospektywnym i retrospektywnym
- Analiza arytmii pochodzenia komorowego i nadkomorowego w zapisach do 48 godzin
- Możliwość wykrywania, przeglądania, tworzenia ilościowych raportów w zakresie oceny: VE, S`SVE, P`SVT, Pauz, IRR VT, IVR, Tachy, Brady, Salwa, Bigeminia, Trigemina, Pary, R na T, uniesienia i obniżenia ST. Epizody ST, Max, Min, oraz Średni Rytm Serca, procentowy udział artefaktów w zapisie
- Prezentacja wyników w formie trendów w tym trójwymiarowe trendy ST i HRV
- Niezależna analiza ST każdego kanału EKG dla wybranych przez użytkownika punktów odniesienia ST, punktu J oraz linii bazowej R-R
- Korzystanie z wielobarwnych prezentacji na ekranie

Cechy systemu wysiłkowego:

- Doskonała jakość przebiegów EKG
- Nieprzerwana rejestracja i prezentacja sygnału EKG z 12 odprowadzeń
- Prezentacja uśrednionych zespołów P-QRS-T z 12 odprowadzeń wraz z wynikami pomiarów poziomu i nachylenia odcinka ST
- Monitorowane parametry: częstotści rytmu, MET, podwójny produkt, ciśnienie krwi, poziom i nachylenie odcinka ST oraz obciążenie
- Wydruk EKG w czasie rzeczywistym
- Podgląd trendów wszystkich mierzonych parametrów w trakcie badania
- System alarmów dla monitorowanych parametrów i arytmii
- Możliwość definiowania własnych protokołów również w trybie RAMP
- Współpraca z bieżnią B 612/C lub cykloergometrem CRG 200

Standardowe wyposażenie

- Stanowisko Diagnostyki Medycznej typu L z monitorem LCD 19" i drukarką laserową A4
- Oprogramowanie HolCARD 24W Beta z kluczem zabezpieczającym USB
- Oprogramowanie CardioTEST z kluczem zabezpieczającym USB
- Odbiornik sygnału podczerwieni IRDA

Opcjonalne wyposażenie

- rejestrator holterowski EKG AsPEKT 702
- rejestrator holterowski EKG AsPEKT 800
- rejestrator holterowski EKG AsPEKT 812
- rejestrator holterowski EKG AsPEKT 903



Eres Medical Sp. z o.o.
Pląszowice Kol. 64b
21-008 Tomaszowice
E-mail: info@eresmedical.com.pl
Telefon: 815 020 070

SPRZĘT REHABILITACYJNY • SPRZĘT MEDYCZNY

- bieżnia B612 – model C
- cykloergometr CRG 200