



System inhalacji wielostanowiskowych SOLANO

Opis produktu

System **SOLANO** został stworzony do inhalacji zbiorowych.

Za pomocą techniki hydrocyklonowania możemy uzyskiwać wydajność 0,5-1,5 l/godz. solanki zamienionej na aerozol.

W generatorze można stosować roztwór różnych soli w zakresie stężenia do 5%.

System można wykorzystywać do maksymalnie 5 stanowisk inhalacyjnych, do inhalacji zbiorowej, celkowej lub w grotach solnych.

W skład systemu wchodzi:

- Generator aerozolu z oprzyrządowaniem **SOLANO G**
- Stanowisko inhalacyjne **SOLANO S**
- Krzesło pacjenta **SOLANO K**

Generator aerozoli **SOLANO G**

- obudowa
- generator aerozolu
- zbiornik na solankę
- system sterowania
- system rozprowadzenia aerozolu
- wąż do inhalacji 60 cm
- maska do inhalacji

Wyposażenie opcjonalne:

- ustniki do inhalacji,
- węże inhalacyjne z możliwością sterylizacji,
- sterowanie pilotem,
- wyłącznik czasowy

Dane techniczne:

- Zasilanie: 230 V/50Hz; 300 VA.
- Wymiary (wys. x szer. x gł.): 830 x 500 x 640 mm

Stanowisko do inhalacji **SOLANO S**

Dostępne w wersji 1-, 2-, 3-, 4- i 5-stanowiskowej.

Wymiary stanowiska (wys. x szer. x gł.): 1520 x 810 x 640 mm

W wyposażeniu opcjonalnym system wentylacji.



Eres Medical Sp. z o.o.
📍 Piłuszwice Kol. 64b
21-008 Tomaszowice
@ E-mail: info@eresmedical.com.pl
☎ Telefon: 815 020 070

SPRZĘT REHABILITACYJNY • SPRZĘT MEDYCZNY